




VESTAVĚNÉ OPERAČNÍ SÁLY



crc[®]
H HYPOKRAMED

H HYPOKRAMED[®]
...kvalita prověřená medicínou

Vestavěné operační sály

Společnost Hypokramed je tradičním a zkušeným dodavatelem sofistikovaných vestavěných operačních sálů, hybridních operačních sálů a multifunkčních operačních sálů pod obchodním názvem CRC® Hypokramed, kde v rámci kompletních dodávek poskytuje:

- konzultace, návrh dispozice,
- zpracování dokumentace,
- řízení subdodávek,
- kompletní realizaci založenou na naší řízené výrobě při použití nejmodernějších technologií,
- dodávky, montáž, instalaci,
- uvedení do provozu, zaškolení,
- servis,
- inovace.

Vestavěné operační sály CRC® Hypokramed projektujeme a realizujeme tak, aby maximálně vyhovovaly nárokům uživatelů. Výsledkem je funkční řešení založené na dokonalé znalosti prostředí, možnostech a vlastnostech jednotlivých komponent.



Vestavěné operační sály

CRC® Hypokramed: výhody a přednosti

Modulární, variabilní systém používá při výstavbě nejmodernějších technologií a komponentů certifikovaných dle platné legislativy (akustický útlum, požární odolnost, mimostředné a vodorovné zatížení, zdravotní nezávadnost).

Hlavní výhody:

- přesná výroba všech komponentů systému pomocí počítačem řízených strojů,
- minimalizace nákladů na provoz a údržbu,
- umožnění adaptace na nejmodernější lékařské technologie,
- flexibilní, lehce demontovatelný systém,

- krátká doba výstavby, špičková kvalita.

Obkladové panely svým provedením splňují nejnáročnější požadavky na kvalitu, variabilitu a hygienické požadavky.

Možná technická provedení:

- nerezové,
- pozinkované,
- skleněné,
- další, dle požadavků zákazníka.

Všechny nabízené varianty jsou odolné proti dezinfekci a čisticím prostředkům běžně používaným v nemocnicích. Obkladové panely

lze vyrobit podle přání zákazníka buď ze dvou, či jednoho kusu.

U toho je hlavní předností minimalizace horizontálních mezer. Vestavěné operační sály CRC® Hypokramed splňují vysoký hygienický a funkční standard. Díky odnímatelným panelům je v případě nutných oprav a jejich úprav snadný přístup k profesním instalacím, současně je snadná instalace nových přístrojů a technologií. Mimo prostor vlastních operačních sálů umožňuje stavebnicový systém řešit i jejich zázemí.





**Vestavěné
operační sály**



**Vestavěné
operační sály
hybridní**



Vestavěné
operační sály
multifunkční

Poznámky

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



HYPOKRAMED s.r.o.

Plzeňská 113, 150 00 Praha 5

Česká republika

Telefon: +420 255 739 401-3

Fax: +420 255 739 404

E-mail: hypokramed@hypokramed.cz

www.hypokramed.cz

ČSN EN ISO 9001:2009

ČSN EN ISO 13 485:2003

ČSN EN ISO 18 001:2008

ČSN EN ISO 14 001:2005